

## Használati utasítás BEEZ EB-522 babamérleghez

### Fontos tudnivalók:

Kérjük, használatba vétel előtt gondosan tanulmányozza át, és kövesse ezt a kezelési útmutatót. Őrizze meg, később is szüksége lehet rá.

A biztonsági és kezelési előírások be nem tartása miatt bekövetkező termék meghibásodásra a garanciális feltételek nem terjednek ki.

A terméket a használati utasításban leírtak szerint, és csakis a gyártó által ajánlott kiegészítőkkel üzemeltesse.

### Készülék ismertetése:

A BEEZ EB-522 digitális babamérleg ideális eszköz a csecsemők testsúlyának növekedésének vagy csökkenésének mérésére, nyomon követésére, ekképpen is hozzájárulva egészsége megővéséhez. A tervezéskor és a gyártás folyamán alkalmazott modern technológiának köszönhetően hosszú ideig állhat szolgálatára ez a precíz eszköz.

- maximális teherbírása: 20kg,
- nagyméretű LCD kijelző, 5 grammos leolvasási pontosság
- A készülék minimálisan 50g súly mérésére képes
- Könnyen bekapcsolható, az energiakímélő megoldásnak köszönhetően a készülék a mérés követően mintegy 20 másodperc után automatikusan kikapcsol.
- Automatikus nullázás funkció (TARE)
- kiegészítők: 1 db CR2032-es elem, tartozéka a csomagolásnak
- Az alacsony elemtöltöttség és túlterheltség jelző funkciók;
- súly mértékegység választó kapcsoló (kg/font/stone)

### Használat előtti fontos tudnivalók:

A termék és a baba megővése érdekében kérjük feltétlenül tartsák be a következő instrukciókat.

- Ne szerelje szét a készüléket!
- Ne tegye ki a közvetlen napfénynek, magas páratartalomnak vagy szélsőséges hőmérsékletnek, egyéb hőforrásoktól pormentesen tartsa távol!
- Sose merítse vízbe, ne áztassa folyó vízbe! A mérleg tisztítását enyhén nedves rongy és szükség esetén kevés folyékony tisztítószerrel végezze!
- Ne használja a mérleget, ha annak felülete nedves!
- Balesetveszélyt megelőzendő soha ne tegye a babát a mérleg szélére, a biztonság és a pontos mérés érdekében helyezze a mérleg közepére!
- A gyermek biztonsága érdekében sose hagyja a gyereket a babamérlegen felügyelet nélkül!
- A pontos méréshez mindenkor vízszintes, stabil, rázkódásmentes felületet válasszon!
- A méréseket elektromágneses mezővel rendelkező készülékektől kellő távolságban végezze az interferencia elkerülése végett.
- A készüléket vízszintes helyzetben tárolja!
- Ne ejtse le, ne ugráljon rajta!
- A készülék nem orvosi műszer, a mérések eredményei tájékoztató jellegűek.
- Használaton kívüli készüléken ne tároljon egyéb tárgyakat.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- A mérleg üzembe-helyezése előtt távolítsa el a védőnyílont.

### Mérés menete:

Nyissa ki az elemtartó ajtaját a készülék alján. Távolítsa el a biztonsági lapocskát az elem és az érintkező közül. Az elemek merülésére a kijelzőn megjelenő „Lo” felirat figyelmeztet. Mivel a már gyenge elemek befolyásolhatják a mérés megbízhatóságát, ilyenkor egyből cserélje ki őket. Ügyeljen a helyes polaritásra.

Nyomja meg a bekapcsoló „TARE” gombot, várja meg amíg megjelenik a kijelzőn a „0,000 kg” felirat, ezután kezdheti a baba súlyának mérését. A mérés megkezdése előtt ellenőrizze a kijelzőn a kívánt mértékegység beállítását (alapbeállítás: kg).

Óvatosan tegye rá a babát a mérleg közepére különösen ügyelve a baba fejére és arra, nehogy ráejtse.

A babamérleg automatikus AUTO HOLD és kézi beállítású MECHANICAL funkcióval rendelkezik.

Az AUTO HOLD funkció lehetővé teszi a baba súlyának megmérését akkor is, ha a baba rúgkapál és csak pillanatokra lesz mozdulatlan. A mérleg ekkor képes pontos súlyadatokat mutatni.

Ezért próbálja megnyugtatni a babát, miközben ügyeljen arra, hogy ne érjen a hozzá, mert az befolyásolja a mérési eredményeket. Amikor a „HOLD” felirat már nem villog, a kijelzőn mintegy 20 másodpercre megjelenik a mért súlyadat, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

Amennyiben a baba folyamatosan, megállás nélkül rúgkapál, válassza ki a „HOLD” gomb megnyomásával a „MECHANICAL HOLD” funkciót. 3 másodpercen belül megáll a „HOLD” felirat villogása és mintegy 20 másodpercre megjelenik a mért súlyadat a kijelzőn.

Amennyiben nem szeretné a babát közvetlenül a mérőfelületre fektetni, használjon pl. törölközőt vagy textil pelenkát. Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék bekapcsolása előtt tegye a törölközőt a mérlegre. Amennyiben a törölköző 50g-nál nehezebb, használja a TARE funkciót. A TARE gomb megnyomásával a kijelzőn megjelenik a TARE felirat. Miután a „HOLD” felirat nem villog, a TARE gomb ismételt megnyomásával lenullázhatja a mérleget, az ismét 0,000kg pozícióba kerül.

A súly mértékegységet a „kg/lb/oz” gomb megnyomásával tudja a kívánt egységre beállítani.

### Hibaüzenetek és teendők

A kijelzőn az alábbi hibaüzenetek jelenhetnek meg:

- „Lo”: az elemeket ki kell cserélni.
- Ha a készülék nem látszik reagálni semmilyen utasításra, akkor néhány másodpercre távolítsa el az elemeket, majd helyezze őket vissza!

### Műszaki adatok

Típus	BEEZ EB-522
Megnevezés	Digitális babamérleg
Kapacitás	20kg
Leolvasási pontosság	0,005kg / 5g
Kijelző	LCD
Áramforrás	1 db CR2032 elem (3V) (tartozék)

*Az importőr az esetleges nyomdai hibákért, nyelvi eltérésekért felelősséget nem vállal, továbbá fenntartja a jogot a konstrukció és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.*

Kizárólagos importőr:

**Beez Amsterdam Kft.**

Cím: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9.

Tel./fax: +36-1-3610377

E-mail: info@beez.hu

www.beez.hu